

Cómodo plegable de aluminio ReActiv acabado brillante



Código: R204132

Contenido:

Chasis con Respaldo

Tubos conectores

Cubeta con Tapadera y Salpicadera

Tapas de WC

1 pza

1 pzas

3 pzas.

1 pza.

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble

- ① Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre una superficie plana.
- ② Sobreponga el Chasis e inserte los Tubos Conectores izquierdos y derechos como se muestra en el Gráfico 2.
- ③ Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Instrucciones de Ensamble de Cubeta

- ① Inserte la Cubeta dentro del soporte de Tubos Conectores.

Instrucciones de Ensamble de Tapas de WC

- ① Coloque las ranuras de ensamble en el Chasis (del lado del Asiento) y presione hasta embonar ambas piezas como se muestra en el Gráfico 3.

Gráfico 2




Gráfico 3





Gráfico 4

Gráfico 1

